

# Systec D 系列 台式灭菌器

## 紧凑外观

SystecD系列台式灭菌器有七种尺寸可供选择，腔体容积从23升到200升。理想的内部腔体容积，搭配结实紧凑的外观。每种尺寸都有相应的最佳装载容量，从而适用于最标准的培养基组培瓶和锥形瓶。

7 种型号，  
23 到 200 升  
腔体容积





尺寸及性能

| Systemec             | D-23*     | D-45      | D-65      | D-90      | D-100     | D-150     | D-200      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 腔体尺寸<br>直径 x 深度 (mm) | 260 x 420 | 344 x 500 | 400 x 500 | 400 x 700 | 500 x 500 | 500 x 750 | 500 x 1000 |
| 腔体尺寸<br>总容积/实际容积     | 25/23     | 50/45     | 70/65     | 95/90     | 113/100   | 162/150   | 211/200    |
| 外观尺寸 (mm)            |           |           |           |           |           |           |            |
| 高                    | 490       | 585       | 630       | 630       | 730       | 730       | 730        |
| 宽                    | 545       | 620       | 750       | 750       | 850       | 850       | 850        |
| 深                    | 645       | 755       | 770       | 970       | 805       | 1055      | 1305       |
| 净重 (kg)              | 80        | 105       | 125       | 145       | 165       | 190       | 210        |
| 加热功率 (kW)            |           |           |           |           |           |           |            |
| Systemec DX          | 2.9       | 3.5       | 9.0       | 9.0       | 9.0       | 9.0       | 9.0        |
| Systemec DE 及 DB     | 2.3       | 3.7       | 3.7       | 5.5       | 3.7       | 5.5       | 5.5        |

电源要求, Systemec D-23 和 D-45: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A

电源要求, Systemec D-65 到 D-200: 380 – 400 V, 50/60 Hz, 16 A

特殊电源要求, 可以根据客户需要定制

不同的国家可能有所差异 (瑞士: Systemec DX-23)

\* Systemec公司DB-23不可用

装载量\*\*: 锥形瓶

| Systemec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100  | D-150  | D-200  |
|----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 250 ml   | 11   | 24   | 23   | 31   | 2 x 30 | 2 x 42 | 2 x 59 |
| 500 ml   | 8    | 12   | 15   | 21   | 2 x 15 | 2 x 24 | 2 x 40 |
| 1000 ml  | 3    | 8    | 9    | 13   | 12     | 18     | 23     |
| 2000 ml  | -    | 3    | 6    | 8    | 7      | 9      | 14     |
| 3000 ml  | -    | -    | 3    | 4    | 6      | 8      | 11     |
| 5000 ml  | -    | -    | -    | -    | 3      | 5      | 7      |

装载量\*\*: 培养基瓶 (蓝盖瓶)

| Systemec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100  | D-150  | D-200  |
|----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 250 ml   | 18   | 24   | 31   | 40   | 2 x 36 | 2 x 54 | 2 x 83 |
| 500 ml   | 10   | 18   | 23   | 31   | 2 x 36 | 2 x 40 | 2 x 59 |
| 1000 ml  | 4    | 10   | 15   | 18   | 18     | 26     | 40     |
| 2000 ml  | -    | 5    | 8    | 10   | 12     | 14     | 23     |
| 5000 ml  | -    | -    | 3    | 4    | 6      | 8      | 11     |
| 10000 ml | -    | -    | -    | -    | 2      | 3      | 4      |

\*\*使用不同灭菌筐情况下的最大装量